

# Mediaform



PRAXIKETT®  
DESIGNER  
MEDIKATIONS-  
KENNZEICH-  
NUNG

# MEDIKATIONS-KENNZEICHNUNG

## SOFTWARE: PRAXIKETT® DESIGNER



### Sichere Medikationskennzeichnung

Gedruckte Medikationsetiketten reduzieren nachweislich die Verwechslungsgefahr bei der Applikation von Medikamenten und erhöhen dadurch die Patientensicherheit. Die Medikationssoftware Praxikett® Designer vereinfacht diesen Prozess erheblich und unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Abläufe. Mit dem Praxikett® Designer in der aktuellen Version 4 gehören Medikationsverwechslungen im Krankenhaus der Vergangenheit an. Eine große Auswahl von über 500 standardisierten Spritzenetiketten, die gemäß aktueller DIVI/DGAI-Empfehlungen bereits enthalten sind, gewährleistet eine sichere und effiziente Verwaltung und Kennzeichnung Ihrer Medikamente. Wenn Sie den Praxikett® Designer zentral in Ihrem Netzwerk installieren, können Sie einen standardisierten Etikettendruck zur Medikationskennzeichnung einfach umsetzen. Durch separate Etiketten-Kataloge und Kategorien können Sie jederzeit die Anforderungen der unterschiedlichen klinischen Fachbereiche bedarfsgerecht erfüllen. Neben dem DIVI- und Individual-Katalog gibt es weitere Kataloge für Apotheken- und Kennzeichnungsetiketten.

### Individuelle Medikationsetiketten nach eigenen Wünschen erstellen und drucken

Die einfache Bedienung und die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglichen es Ihnen jederzeit, die Etiketten ent-

weder direkt in der benötigten Menge und Kombination auszudrucken oder an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Zur Erhöhung der Sicherheit und Transparenz im Medikationsprozess können sowohl Kleine als auch Große Spritzenetiketten beim Druck mit einem Herstellungszeitpunkt, bestehend aus Datum und Uhrzeit, versehen werden. Neben dem Herstellungszeitpunkt steht jetzt auch eine erweiterte Datumsfunktionalität zur Verfügung. Bereits vorgefertigte Elemente erlauben den Eindruck von Haltbarkeitsdatum oder Uhrzeit zur sicheren zeitlichen Verwendung der Medikamente. Diese Elemente sind frei konfigurierbar und lassen sich individuell über Nutzerprofile an die verschiedenen Medikationen anpassen.

Rund 150 Kunden mit über 1000 lizenzierten Zugriffen machen den Praxikett® Designer zur marktführenden Lösung im Bereich Medikationskennzeichnung.

### Einfache Installation, intuitive Bedienung, erstklassiger Service

Für die Bedienung des Praxikett® Designers benötigen Sie keine aufwendigen Anwenderschulungen. Unsere Produktexperten übernehmen die Installation der Software und führen Sie durch eine individuelle Key-User-Schulung in alle Funktionen ein. Zum Nachschlagen steht Ihnen ein integriertes, leicht verständliches Handbuch zur Verfügung.



## IN DREI SCHRITTEN ZUM SICHEREN ETIKETT:



## DIE HIGHLIGHTS UND MEHRWERTE DES PRAXIKETT® DESIGNERS

Als Einzel- oder Mehrplatzlizenz erhältlich

- Serverbasierte Netzwerkinstallation garantiert klinikweit einheitlichen Etikettenstandard
- Stationsprofil hinterlegen
- Separate Etiketten-Kataloge für unterschiedliche klinische Fachbereiche (z.B. Apothekenkatalog)
- Mehr als 500 Medikationen nach DIVI/DGAI-Standard sind bereits hinterlegt
- Farbdruck von Einzel- und Blattetiketten
- Individuelle Etiketten, Etiketteninhalte und Zusatzinformationen selbst definieren
- Handschriftliche Ergänzungen/Korrekturen entfallen
- Frei nutzbare Etikettentemplates für Warnhinweise und allgemeine Kennzeichnungen
- Mehr Sicherheit dank integrierter Sicherheitseingaben vor dem Druck
- Sehr hohe Mitarbeiterzustimmung dank benutzerfreundlicher Bedienung
- Alles aus einer Hand: Beratung, Installation, Schulung sowie Versorgung mit Verbrauchsprodukten
- Geringe Betriebskosten, keine Wartungsaufwände
- Medikationskennzeichnung ist Teil der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

# PRAXIKETT® DESIGNER VERSION 4

Neue und erweiterte Funktionen für eine maximale Nutzerfreundlichkeit

Neben den herkömmlichen Funktionen wie der stationsbezogenen Vorauswahl und Direktdruckfunktion, der Freitext-/Kategoriesuche nach hinterlegten Medikationen, der Bearbeitungsfunktion vor dem Druck und der Speichermöglichkeit von wiederkehrenden Druckjobs gibt es viele neue Features in der aktuellen Version 4 des Praxikett® Designers.

Unsere Experten  
beraten Sie gerne  
040 72 73 60-69  
[praxikett@mediaform.de](mailto:praxikett@mediaform.de)



## Neue Funktionen in Praxikett® Designer Version 4:

- **Kataloge**  
Separate Etikettenkataloge zur besseren Verwendbarkeit (z.B. Apothekenkatalog)
- **Profilverwaltung**  
Frei konfigurierbare Profile für verschiedene Fachbereiche und Anforderungen
- **Warnhinweise und Kennzeichnungen**  
Etiketten für sichere Kennzeichnung und Hinweise
- **Herstellungseindruck**  
Automatischer Eindruck des Herstellungszeitpunkts jetzt auch auf Kleinen Spritzenetiketten
- **Verwendbarkeit**  
Neue Datumsfunktionen zur Steigerung der Sicherheit und des Komforts
- **Etikettenformate**  
Neue Formate für den Fachbereich Apotheke

The screenshot shows the Praxikett® Designer software interface. On the left, there is a grid of various label categories: ACHTUNG, Desinfektionsmittel, Geprüft, gereinigt & desinfiziert, INFEKTIÖS COVID-19, KONTAMINIERT, Kühlware, LABOR, NOTFALL, Pathologie, RDK, Aufbewahrung bei, and Schiukgefährdet. To the right, there are two columns of options: Formate (Formaten) and Kategorien (Categories). The Formate column includes LinetLabel, Große Spritze, Spritzen, PLUS, 44mm x 22mm, 102mm x 34mm, 102mm x 47mm, and 102mm x 76mm. The Kategorien column includes Individual, Informationen, Injektionen, Salben, Tabletten, Warnhinweise, Antiarhythmika, Anticholinergika, Antidiuretika, and Antihypertoniaka/Vasodilatantien. At the top right, there are user icons and a status bar showing "admin", "System", and "25 Elemente".

Warnhinweise und Kennzeichnungen

The screenshot displays two examples of new features. On the left, a circular inset shows a close-up of a label with the text "aDENOSIN 3 mg/ml" and "27.01.23 / 10:31", with an arrow pointing to the text "Eindruck des Herstellungszeitpunkts" below it. On the right, another circular inset shows a yellow label with "Propofol 10 mg/ml", "Verwendbar bis : 13:35 Uhr", and "Propofol 1%", with an arrow pointing to the text "Verwendbarkeit" below it.

# PRAXIKETT® DESIGNER

## für Krankenhaus-Apotheken


### Medikamente richtig kennzeichnen

Medikamentenkennzeichnung ist ein wichtiger Faktor der Arzneimittelsicherheit und dient dazu, über die richtige Verwendung, Dosierung und mögliche Risiken von Medikamenten zu informieren. Mit dem Praxikett® Designer steht allen klinischen Fachbereichen eine leistungsfähige Software zur Verfügung, um Kennzeichnungsetiketten zu erstellen und zu verwalten.

Für den Fachbereich Apotheke gibt es neben dem DIVI-Katalog einen separaten Etiketten-Katalog mit eigenen Kategorien. Eine sichere und komfortable Trennung der Anforderungen zu anderen Fachbereichen wird damit jederzeit gewährleistet.

### Highlights

- Apothekenkatalog mit eigenen Kategorien und Etiketten
- Speziell auf den Apothekenbedarf abgestimmte Etikettenformate
- Automatischer Eindruck von Haltbarkeits- und Verwendungszeitpunkt
- Farbdruck zur Unterstützung wichtiger Kennzeichnungs-informationen
- Client-Server-Modell für flexible Integration in bestehende Prozesse



## REFERENZEN


### Praxikett® Designer im Einsatz

Rund 150 Kunden mit über 1000 lizenzierten Zugriffen machen den Praxikett® Designer zur marktführenden Lösung im Bereich Medikationskennzeichnung.



## MEDIKATIONS-KENNZEICHNUNG

# SOFTWARE: PRAXIKETT® DESIGNER ONLINE



### Praxikett® Designer Online: Spritzen im Rettungsdienst schnell und einheitlich kennzeichnen

Es gibt eine speziell für den Rettungsdienst entwickelte, einfache Online-Lösung zum Druck von standardisierten Etiketten für alle aufgezogenen Medikamente – gemäß der Empfehlung der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Die Kennzeichnungssoftware Praxikett® Designer Online enthält einen Katalog von mehr als 500 standardisierten Spritzenetiketten und ermöglicht die eindeutige Kennzeichnung von aufgezogenen Medikamenten unter Angabe von Wirkstoff, Konzentration und Einheit – ohne Softwareinstallation, direkt online verfügbar.

Die Arbeitsgemeinschaft in Norddeutschland tätiger Notärzte e. V. (AGNN) sieht in mangelhafter Kennzeichnung von Spritzen einen der Gründe für Medikationsfehler. Die professionelle Etikettierung von Spritzen in der Notfallmedizin steigert die Qualität und die Patientensicherheit.

Mit dem Praxikett® Designer Online können Etiketten individuell an das jeweilige Rettungsdienstprofil angepasst, selbst ausgedruckt und den Ampullarien beigelegt werden. Mehr als 250 Rettungsdienste bundesweit nutzen die Software bereits und drucken so die wichtigsten Spritzenetiketten für den Rettungswagen direkt selbst aus. Dabei wird nicht nur Zeit und Geld gespart, sondern dank der eindeutig gekennzeich-

neten Medikamente werden auch die Arzneimitteltherapie- und die Patientensicherheit erhöht.

### Der Funktionsumfang auf einen Blick:

Funktion	Praxikett® Designer	Praxikett® Designer Online
Druckcontroller	Server/Client	Client
Mehrplatzfähig	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Vollständiger DIVI-Katalog	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIVI-Katalog-Update	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Profilverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Etiketten-Editor	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Drucklisten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Benutzerverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Zugriff über Intranet	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Zugriff über Internet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PPN-Integration	<input checked="" type="checkbox"/>	-

# SOFTWARE UND ZUBEHÖR

## Praxikett® Designer und Praxikett® Designer Online

### Lizenzen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Lizenzstaffel	Wartung und Update	Preis p. a. in €
5300-097	Praxikett Designer V4	Single Server und Client	✓	998,00
5300-098	Praxikett Designer V4 Multi 5	Server und 5 concurrent Users	✓	1.307,00
5300-099	Praxikett Designer V4 Multi 10	Server und 10 concurrent Users	✓	1.720,00
5300-100	Praxikett Designer V4 Multi 25	Server und 25 concurrent Users	✓	3.268,00
5300-101	Praxikett Designer V4 Multi 50	Server und 50 concurrent Users	✓	6.020,00
5300-102	Praxikett Designer V4 Multi 100	Server und 100 concurrent Users	✓	10.974,00
5300-103	Praxikett Designer V4 Online	Single-User-Zugriff SAS	✓	99,00

### Hardware Blattetiketten-Drucker

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
3090-026	Epson WorkForce Pro WF-C5390DW Blattdrucker [USB/LAN/WLAN/NFC]	287,60

### Tinten für Epson WorkForce Pro WF-C5390DW


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
3092-084	Epson L Tintenpatrone, schwarz	60,70
3092-085	Epson L Tintenpatrone, cyan	77,90
3092-086	Epson L Tintenpatrone, magenta	77,90
3092-087	Epson L Tintenpatrone, gelb	77,90
3092-092	Epson Wartungsbox	34,70

### Hardware Rollenetiketten-Drucker


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
3090-004	Epson ColorWorks C3500 Einzelnetikettendrucker [USB/LAN]	1.310,00

### Blattetiketten


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
1360-143	A4-Blattetiketten, gr. Spritzen + Leitungsetikett 500 Blatt/Karton	165,17
1360-141	A4-Blattetiketten, 82,5×32 mm, große Spritzen 500 Blatt/Karton = 8.000 Etiketten	135,23
1360-139	A4-Blattetiketten, 41,5×12,5 mm, kleine Spritzen 500 Blatt/Karton = 36.000 Etiketten	135,23
1360-145	A5-Blattetiketten, 82,5×32 mm, große Spritzen 1.000 Blatt/Karton = 8.000 Etiketten	164,94
1360-140	A5-Blattetiketten, 41,5×12,5 mm, kleine Spritzen 1.000 Blatt/Karton = 36.000 Etiketten	164,94
1360-144	A5-Blattetiketten-Mix 250 Blatt/Karton	69,90




Art.-Nr.: 1360-143




Art.-Nr.: 1360-141




Art.-Nr.: 1360-139





Art.-Nr.: 1360-145




Art.-Nr.: 1360-140




Art.-Nr.: 1360-144



Art.-Nr.: 1720-001



Art.-Nr.: 1720-004



Art.-Nr.: 1710-525

>> Fragen Sie nach einer Testinstallation!

Die Software Praxikett® Designer  
und Praxikett® Designer Online im  
Youtube-Video



Praxikett® Designer



Praxikett® Designer  
Online

## Ihr Kontakt zu Mediaform

### Mediaform Informationssysteme GmbH

Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland

Telefon: +49 40 72 73 60-0

E-Mail: [info@mediaform.de](mailto:info@mediaform.de)

[www.mediaform.de](http://www.mediaform.de)

Alle in diesem Katalog verwendeten Marken, Markenzeichen und Namen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Nachdruck und Ablichtungen, auch in Teilen, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Für Angaben und Spezifikationen übernehmen wir keine Gewähr; Farben und Formen sind nicht bindend. Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um Nettopreise. Tagesaktuelle Preise unter [shop.mediaform.de](http://shop.mediaform.de). Alle Preise sind freibleibend. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

